SANTÉ



MASSAGEKUDDE

COMFORT Go

Santé Sweden AB

Elementvägen 12, Örebro
info@massagestolar.se
020- 27 27 20

www.massagestolar.se

KOMPAKT DESIGN MED KRAFTFULL MASSAGE

COMFORT Go kombinerar roterande massagehuvuden med integrerad värmefunktion för att ge en behaglig och djupgående massage av nacke, axlar, rygg, armar och ben. Den kompakta designen gör den enkel att flytta mellan olika användningsområden, så att du kan njuta av avkopplande massage var du än befinner dig. De växlande rotationsriktningarna bidrar till en naturlig massageupplevelse som hjälper till att lösa upp spänningar och öka välbefinnandet.



Massageen kan bidra till att förbättra blodcirkulationen, minska muskelspänningar och lindra värk. Den stimulerar även kroppens ämnesomsättning samtidigt som den främjar avslappning och hjälper till att reducera stress, vilket ger en ökad känsla av välbefinnande.

FYRA MASSAGEHUVUDEN OCH BEHAGLIG VÄRME

COMFORT Go ger en djupgående och avslappnande massage med hjälp av fyra roterande massagehuvuden och integrerad värmefunktion. Den ergonomiska formen gör den bekväm att använda på flera delar av kroppen.



FUNKTIONER

- Shiatsu-inspirerad massage
- Värmefunktion för ökad komfort
- Automatisk riktningsväxling
- Manuell ändring av rotationsriktning
- För nacke, axlar, rygg, armar och ben
- Kompakt och portabel design
- Enkel knappstyrning
- Automatisk avstängning efter 15 minuter
- Minskar muskelspänningar
- Stimulerar blodcirkulationen
- Bidrar till avslappning och återhämtning
- Hjälper till att lösa upp spänningar



TEKNISK DATA

Produkttyp: Massagekudde

Produktnamn: COMFORT Go

Artikelnummer: MP-P11C-N-1

Spänning: DC 9 V

Effekt: 18 W

Användningstid: ca 15 min.

Santé Sweden AB

Elementvägen 12, Örebro
info@massagestolar.se
020- 27 27 20